

Ozontherapie

Indikationstabelle für die Zahnmedizin

Anwendungsgebiete	Sonden Nr.	Zeit in Sek.	Power-einstellung	Anzahl der Anwendungen	Abstand in Tagen
Gingiva / Parodont					
Zahnfleischtaschentherapie (Parodontitis)	1 + 2	30 vestibulär 15 palatinal / lingual	6 - 8	1 - 2	1 - 2
Zahnfleisch (Gingivitis)	1 + 2	~ 60	6 - 8	1 - 2	1 - 2
Druckstellen (Decubitus)	3 + 4	~ 60	6 - 8	1 - 2	1 - 2
Periimplantitis	1 + 2	40 - 60	8	2 - 3	2 - 3
Fistelgang	8 3	- 30	2 ml 6-8	1 1	- -
Dentitio difficilis	1 + 2	~ 60	6 - 8	1 - 2	1 - 2
Candidamykose (Soor)	3	~ 60	8 - 12	2 - 4	2 - 3
Zahn & Pulpa					
Pulpen-Perforation/Blutung	2	~ 10	8	1	-
Wurzelkanal (je Kanal)	8	-	2 ml	1	1
Caries superficialis (Fissur)	1 + 2	~ 30	8	1	-
Caries media et profunda (nach Präparation)	2	20	8	1	-
Überempfindliche Zahnhäule (nur unter Anästhesie !)	1 + 2 + 5	60 - 120	7 - 8	1 - 2	1 - 2
Chirurgische Vor- und Nachsorge					
Alveole nach (Dolor post)	4	20 - 30	8 - 10	1 - 2	1 - 2
Fräskanal (Implantat)	2	10	8	1	1
Präoperative Desinfektion eines Areals	3 + 4	40 - 60	8 - 12	1	-
Intraoperative Desinfektion eines Wundgebietes	3 + 4	40 - 60	8 - 12	1	-
Postoperative Behandlung unmittelbar nach OP	3 + 4	40 - 60	8 - 12	1	-
Stillen starker Blutungen	3 + 4	40 - 60	8 - 12	1	-
Viren & Pilze					
Aphthen	3	60 - 120	6 - 10	1 - 2	1
Herpes, Rhagaden	3	60 - 120	6 - 10	1 - 2	1
Sporen	1 + 2	40 - 60	8	2 - 3	2 - 3
Kiefergelenkneuralgien	6	120 - 240	8 - 12	2 - 3	1 - 2

Abrechnung Ozontherapie

			GOZ 2012						
GOZ 2012 analog	0,5 fach	1 fach	2 fach	2,3 fach	3,5 fach				
2010 ÜZ	1,41 €	2,81 €	5,62 €	6,46 €	9,84 €		Präp / Krone	CP / P	
2420 Phys	1,97 €	3,94 €	7,88 €	9,06 €	13,79 €	pro Kanal	Endo		
4020 Mu	1,27 €	2,53 €	5,06 €	5,82 €	8,86 €		Aphte	Herpes	Dekubitus
4025 subging. Lokalappl.	0,42 €	0,84 €	1,68 €	1,93 €	2,94 €	pro Tasche	PZR / PA		
3050 Nbl	3,10 €	6,19 €	12,38 €	14,24 €	21,67 €		Extraktion	Chirurgie	
3300 Nachbehandl.	1,83 €	3,66 €	7,32 €	8,42 €	12,81 €	Pulpa	Implantate	Kostenplan	30 - 50 €
7040 Nachbeh. Kiefergelenk	1,83 €	3,66 €	7,32 €	8,42 €	12,81 €				